

YAMAN

TOKYO JAPAN

じんわりと心地よい
約40°Cの
アイヒーター搭載。




目もとに集中アプローチ！ 1日10分*のEMS美顔器。

目もとのケアに特化した3DウェアラブルEMS美顔器。2つのモードを搭載し、眼輪筋や側頭筋にアプローチ。集中的に目もとをケアします。

* 使用時間の目安

A 3D wearable facial device specially designed for eye care. Programmed with two modes, it works on the muscles around the eyelids and temporal muscles, making your eye contours appear rejuvenated and firmer.

美しい目もとの鍵 EMSが目ヂカラ筋™※にアプローチ！



目のまわりをコルセットのように支える「眼輪筋」を鍛えながら、目もとと頭部をつないで引き上げる「側頭筋」を刺激。筋肉に作用することで、目もとを心地よく刺激します。

※目もと印象を大きく左右する眼輪筋と側頭筋の総称を指した造語。

リフトモード

5~10Hzのトレーニング系のEMSを採用。「トントン」という筋肉運動で、眼輪筋と側頭筋を鍛えます。

ストレッチモード

50~100Hzのリリース系のEMSを採用。「ギュー」という筋肉運動で、眼輪筋と側頭筋を心地よく刺激します。

お手軽に使えるメディリフト アイのうれしいポイント！

Point 1

完全ハンズフリーなので「ながらケア」が可能。

Point 2

1日10分つけるだけ*の短時間なので続けやすい！

Point 3

左右のレベル調整が可能で自分に合うケアができます。

Point 4

1回約2.5時間の充電で3時間使用可能。

Point 5

シリコン素材なので水洗いできて衛生的。

HOW TO USE



①化粧水でお肌を整えます。



②アイホール部分と下まぶたのきわを合わせます。



③サイドのバンドを斜め上へ引き上げ、固定します。



④上部のバンドを頭頂部で固定し、お好みのモードを選択。



【セット内容】



ACアダプター
充電用USBケーブル

ヤーマン メディリフト アイ

YA-MAN Medi Lift Eye
雅萌 Medi Lift Eye眼部美容仪

¥28,000 [国内参考価格 ¥30,800
Regular price in Japan ¥30,800]

本商品が眼部护理専用3D可穿戴EMS美容仪。搭載两种模式，可作用于眼轮匝肌与颞肌，打造带给人清澈明亮印象的双眸。

- ACアダプター、充電用USBケーブル（マグネット式）
- シリコン、ポリカーボネート ■ワット時定格量 / 2.59Wh ■USB充電式 ■メーカー保証期間1年（日本国内）。保証書と共にご購入上げ時のレシートの保管をお願いいたします。 ■日本製（マスク / 中国製）
- AC adapter, USB charging cable (Magnetic)
- Silicone, Polycarbonate ■Watt-hour rating / 2.59Wh ■USB rechargeable ■1year manufacturer's warranty (valid within Japan). Keep the warranty booklet and receipt received at purchase in a safe location for future reference.
- Made in Japan (Mask / Made in China)

※コントローラーは防水ではありません。
※ご使用になる前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※Controller is not waterproof.
※Read the instruction manual carefully and use this product correctly.

◆この商品は課税済みのため、免税品としての申告対象外です。日本入国の際は課税済み商品とお申し出ください。
This product has already been taxed, so it is not subject to declaration as a duty-free item. Upon entering Japan, please treat it as a previously taxed product.

该商品已课税，不属免税商品申报对象。入境日本时，请作为已课税商品申报。

- 医用電気機器とは、絶対に併用しないでください。事故や医用電気機器の誤作動をまねき、身体に著しい障がいをもたらす恐れがあります。心臓疾患、心疾患のある方、妊娠中の方、出産直後の方は使用しないでください。
- This product should never be used at the same time as medical electronic devices. Doing so could lead to accidents or malfunction of medical electronic devices, resulting in a serious disability to the body. Anyone with heart disease or heart failure, pregnant women, and postpartum women should not use this product.
- 请绝对不要与医疗用电子产品并用，因为可能会引发事故或医疗用电子产品故障，而对身体造成显著伤害。患有心脏病、心疾病者，以及怀孕期间或产后不久者请不要使用。