









ご搭乗頂き誠にありがとうございます。

当酸素ボンベ利用の際は、出発前に下記の使用方法を必ずお読み頂き、主治医・看護師の指導に基づき、確実に操作して頂きますようお願いいたします。空港係員・客室乗務員は、使用方法の説明・操作等は致しかねますのでご了承ください。



酸素ボンベの使用方法【国際線】

<p>各部名称</p> <p>流量調整器 </p> <p>元栓 </p>  <p>マスク/ カニューラ取付部 </p>	<p>付属品</p> <p>マスク </p> <p>カニューラ </p>	<p>注意 黒いノブには絶対に触らないでください。酸素漏れの原因になります。</p> 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

使用前	<p>① マスクまたはカニューラを流量調整器に取り付けます。</p> <p>注意 取付部の向きを変えないでください。</p> 	<p>② 流量調整器の目盛りが“0”であることを確認します。</p> 
	<p>③ 元栓を反時計方向に1/4回転します。</p> 	<p>④ 流量調整器の目盛りを医師から指示された流量に合せます。</p> 

使用後	<p>① 元栓を時計方向に回転して完全に締めます。</p> 	<p>② 流量調整器の目盛りを“0”に合せます。</p> 
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※酸素ボンベは前の座席の下に横にして収納してください。前に座席がない場合は、離発着時に膝の上で抱えてください。