

日本入境所需材料一览表

※目前频繁发生因PCR检测证明中的标本、检测方法、检测时间不符合规定而导致旅客无法搭乘航班、无法入境日本的情况。

检查项目	时间	所需材料	链接
☐	中国出境前 72小时以内	<p>① PCR 检测证明</p> <p>※强烈推荐使用规定模板 (日语/英语、中文)</p> <p>※标本、检测方法、检测时间是否有效，请您务必提前确认</p>	<p>ANA 网站</p> 
		<p>② PCR 检测证明不使用规定模板时， 须满足“入境日本所需的检测证明必要事项”</p> <p>③ 如果检测证明仅有中文， 请下载并填写“检查申报书”后同时提交</p>	<p>ANA 网站</p>  <p>驻华日本大使馆网站</p> 
☐	中国出境时 出示	<p>中国海关出入境健康申报</p>  <p>← 推荐使用微信申请</p>	<p>微信以外的申请方式</p> <p>请点击此处</p> <p>※填写示例</p> <p>中文</p>
☐	日本入境时 出示	<p>安装规定的应用程序</p> <p>※共 3 种</p> <p>(MySOS/位置信息设置、保存/COCOA)</p>	<p>日本厚生劳动省网站</p> 
☐		<p>调查问卷 Web</p> <p>※提交后请保存二维码</p>	<p>日本厚生劳动省网站</p> 
☐		<p>誓约书</p> <p>※需要提交原件</p> <p>※ANA 客舱内提供，可在客舱内填写</p>	<p>日本厚生劳动省网站</p> 
☐		<p>请确认签证是否在有效期内</p>	<p>※持日本以外国籍的 旅客请确认此项</p>

使用日本厚生劳动省推荐的快速通道服务，可以提前确认入境所需文件，从中国出发、到达日本时可顺利出行。

详情请查阅日本厚生劳动省[快速通道](#)网站。

【中国境内服务热线】ANA 中国客户服务中心：400-882-8888（北京时间）工作日：8:00-18:00 周末及节假日：9:00-17:30

检测证明 规定模板填写示例

※日本厚生劳动省强烈建议旅客使用规定的模板开具检测证明。

日本厚生劳动省规定模板 (3月9日起生效)



Quarantine Station,
Ministry of Health, Labour and Welfare, Government of Japan

Sample

关于 COVID-19 的检测证明 Certificate of Testing for COVID-19

1 交付年月日
Date of issue 2022/3/9

2 姓名 LI/XIAOMING 护照号码 XXXX
Name Passport No. XXXX
国籍 CHINA 出生年月日 YYYMMDD 性别 MALE
Nationality Date of Birth Sex

3 上述人员进行的 COVID-19 检测, 检测结果如下。特此交付此证明。
This is to certify the following results which have been confirmed by testing for COVID-19 conducted with a sample taken from the above-mentioned person.

采样类型 Sample (选择下列之一) (Check one of the boxes below)	检测方法 Testing Method for COVID-19 (选择下列之一) (Check one of the boxes below)	结果 Result	①结果确定时间 Test Result Date ②采样时间 Specimen Collection Date and Time	备注 Remark
<input checked="" type="checkbox"/> 鼻咽拭子 Nasopharyngeal Swab	<input type="checkbox"/> 核酸扩增检测 (RT-PCR 法) Nucleic acid amplification test (RT-PCR)	<input checked="" type="checkbox"/> 阴性 Negative	Date/yyyy/mm/dd 2021/4/2	6
<input type="checkbox"/> 鼻拭子** Nasal Swab	<input checked="" type="checkbox"/> 核酸扩增检测 (LAMP 法) Nucleic acid amplification test (LAMP)	<input type="checkbox"/> 阳性 Positive →不可入境 No entry into Japan	Date/yyyy/mm/dd 2021/4/3 Time AM/PM 2:30	7
<input type="checkbox"/> 唾液 Saliva	<input type="checkbox"/> 核酸扩增检测 (TMA 法) Nucleic acid amplification test (TMA)			
<input type="checkbox"/> 鼻咽拭子和口咽拭子的混合 Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs	<input type="checkbox"/> 核酸扩增检测 (TRC 法) Nucleic acid amplification test (TRC)			
	<input type="checkbox"/> 核酸扩增检测 (Smart Amp 法) Nucleic acid amplification test (Smart Amp)			
	<input type="checkbox"/> 核酸扩增检测 (NEAR 法) Nucleic acid amplification test (NEAR)			
	<input type="checkbox"/> 下一代测序 Next generation sequence			
	<input type="checkbox"/> 抗原定量检测** Quantitative antigen test (CLEIA/ECLIA)			

**1 并非抗原定性检测。
Not a qualitative antigen test.
**2 鼻拭子只限于核酸扩增检测有效。
Nasal Swab is valid when the test method is Nucleic acid amplification test.

8 医疗机构名称 Name of Medical institution
地址 Address of the institution
医生签名 Signature by doctor

印章
An imprint of a seal

目前频繁发生第③/④/⑦项的填写内容不符合规定的情况。
请提前核对您的填写内容。相关信息不可涂改。

1 交付年月日
检测证明的开具日期

2 填写个人信息
姓名、护照号、国籍等
请注意所有项目均须填写完整。

3 采样类型
请核对是否属于有效标本。
※目前共4种。

4 检测方法
请核对是否属于有效检测方法。
※目前共8种。

5 结果
须为阴性

6 结果确定时间
检测结果确定的日期

7 采样时间
采样时间须在
出境前72小时以内
※超出72小时则无法乘机。

8 医疗机构信息
医疗机构地址、
医生姓名或医疗机构公章